

該 非 判 定 書

作成責任者

相模原市中央区矢部 3-28-6

柚木行政書士事務所

代表・行政書士 柚木 勇

登録 10090102

042-719-4999 / 090-6171-7744



対象貨物・役務

(株)島津製作所製

AEM-5200 電子天秤

判定（2018.1.22 施行および 2019.1.9 施行予定法令準拠）

輸出令別表第一の 1 項～15 項 対象外

同 16 項 該当

外為令別表の 1 項～15 項 対象外

同 16 項 対象外

判定理由

対象貨物は、天秤の動作を電子的に実現した、所謂電子天秤である。

輸出令について

輸出規制品目は、輸出令別表第一の 1 項から 15 項に掲げられているところ、電子天秤はそれらのいずれでもない。よって、対象貨物は輸出令別表第一の 1 項から 15 項について対象外と判定する。

外為令について

対象貨物には、技術情報、データの類は付属しない。よって、外為令の 1 項から 16 項についても、対象外と判定する。

項目別対比表について

判定帳票として 2018 年版項目別対比表を用いているが、2019.1.9 施行法令においても判定結果に影響ないことを確認済である。

添付資料

1. 項目別対比表（全 1 頁）
2. 対象貨物資料（全 1 頁）

輸出貿易管理令 別表第1 項目別対比表 (該非判定用)6382

輸出令別表第1で明らかに規制されていない貨物用

貨物名: 電子天秤

メーカー名: (株)島津製作所

型及び銘柄: AEM-5200

©CISTEC

2018.01.22施行行政省令等対応 (1 / 1)

輸出令別表第1関連	判定欄 (いずれかにレ点)	貨物の内容・理由等
輸出令別表第1の1から15の項及び貨物等省令第1条から第14条に該当する貨物か?	☐ はい ☒ いいえ	

注意事項:

※判定欄で「はい」にチェックした場合は、関係する項目別対比表で、該非判定をすること。本シートは、使用できない。

※輸出令別表第1の1から15の項及び貨物等省令第1条から第14条に該当しない場合であっても、食品や木材等を除き、輸出令別表第3 (ホワイト国) 以外に輸出する場合は、キャッチオール規制 (用途・需要者) について確認すること。


作成責任者: (作成年月日: H30年12月13日)

会社名 柚木行政書士事務所

所属・役職 行政書士・STC Associate

(フリガナ) ユノキ イサム
氏名 柚木 勇

電話 042-719-4999



電気式非自動はかり（電子天びん・電子はかり）の技術的情報

株式会社島津製作所
分析計測事業部 品質保証部

形名	検出原理	目量の 形態	第1レンジ		第2レンジ		使用環境		電源電圧 V	感度調整分銅	感度の 温度係数 ppm/°C
			ひょう量	目量	ひょう量	目量	温度 °C (温度係数) (補償範囲)	湿度 %			
AEG-120/G	電磁式	単目量	120g	0.1mg			10～30	30～85	85～110	内蔵	±2
AEG-220/G	電磁式	単目量	220g	0.1mg			10～30	30～85	85～110	内蔵	±2
AEG-320/G	電磁式	単目量	320g	0.1mg			10～30	30～85	85～110	内蔵	±2
AEG-45SM	電磁式	単目量	45g	0.01mg			10～30	30～85	85～110	内蔵	±2
AEG-80SM	電磁式	単目量	80g	0.01mg			10～30	30～85	85～110	内蔵	±2
AEL-200	電磁式	単目量	200g	0.1mg			10～30	30～85	85～110	内蔵	±2
AEL-40SM	電磁式	単目量	42g	0.01mg			10～30	30～85	85～110	内蔵	±2
AEM-5200	電磁式	単目量	5.2g	0.001mg			10～30	30～85	85～110	内蔵	±2
AEU-130	電磁式	単目量	120g	0.1mg			10～30	30～85	85～110	内蔵	±2
AEU-210	電磁式	単目量	200g	0.1mg			10～30	30～85	85～110	内蔵	±2
AEX-100A	電磁式	単目量	100g	0.1mg			10～30	30～85	85～110	内蔵	±2
AEX-120B	電磁式	単目量	120g	0.1mg			10～30	30～85	85～110	内蔵	±2
AEX-120G	電磁式	単目量	120g	0.1mg			10～30	30～85	85～110	内蔵	±2
AEX-180	電磁式	単目量	180g	0.1mg			10～30	30～85	85～110	内蔵	±2
AEX-180A	電磁式	単目量	180g	0.1mg			10～30	30～85	85～110	内蔵	±2
AEX-200B	電磁式	単目量	200g	0.1mg			10～30	30～85	85～110	内蔵	±2
AEX-200G	電磁式	単目量	200g	0.1mg			10～30	30～85	85～110	内蔵	±2
ATX124	電磁式	単目量	120g	0.1mg			10～30	30～85	85～110	内蔵	±2
ATX224	電磁式	単目量	220g	0.1mg			10～30	30～85	85～110	内蔵	±2
ATX84	電磁式	単目量	82g	0.1mg			10～30	30～85	85～110	内蔵	±2
ATY124	電磁式	単目量	120g	0.1mg			10～30	30～85	85～110	内蔵	±2
ATY224	電磁式	単目量	220g	0.1mg			10～30	30～85	85～110	内蔵	±2
ATY64	電磁式	単目量	62g	0.1mg			10～30	30～85	85～110	内蔵	±2
AUW120	電磁式	単目量	120g	0.1mg			10～30	30～85	85～110	内蔵	±2
AUW120D	電磁式	複目量	120g	0.1mg	42g	0.01mg	10～30	30～85	85～110	内蔵	±2
AUW220	電磁式	単目量	220g	0.1mg			10～30	30～85	85～110	内蔵	±2
AUW220D	電磁式	複目量	220g	0.1mg	82g	0.01mg	10～30	30～85	85～110	内蔵	±2
AUW320	電磁式	単目量	320g	0.1mg			10～30	30～85	85～110	内蔵	±2
AUX120	電磁式	単目量	120g	0.1mg			10～30	30～85	85～110	内蔵	±2
AUX220	電磁式	単目量	220g	0.1mg			10～30	30～85	85～110	内蔵	±2
AUX320	電磁式	単目量	320g	0.1mg			10～30	30～85	85～110	内蔵	±2

6382